

Pressemitteilung

Nr. 1 vom 15. Januar 2024

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
Referent: Dominik Bosse

Telefon: +49 7071 9755721
Fax: +49 7071 9755722
E-Mail: marketing@cumdente.de
Web: www.cumdente.com

Cumdente Endo Turbo: Neuer Reziprok-Motor mit Hub und Ultraschall

Reziprok oder rotierend Aufbereiten.

Zusätzlich Hub: Stufen passieren

Zusätzlich Ultraschall: Biofilm disruptieren. Spülung aktivieren. MTA kondensieren.

Nach der Einführung von Nickel-Titan-Feilen, Reziprok-Technik und Einfeilen-Systematik kommt nun die nächste Generation von Endogeräten auf den Markt: **Der Cumdente Endo Turbo**. Mit einer Hubbewegung wird die Feile gleichzeitig zur Drehung leicht auf und ab bewegt, so dass Stufenbildung und Verklemmen vermieden werden. Die Aufbereitung gelingt schneller und sicherer.

Zusätzlich kann eine Ultraschallaktivierung zugeschaltet werden, die Kanalwände werden ideal gereinigt und die Feile (für alle Feilen geeignet) verklebt nicht. Natürlich können die Feilen gleichzeitig auch zur Spülaktivierung oder zur Kondensation von MTA-Zementen verwendet werden. Weitere Geräte sind überflüssig.

Die Erfahrung und klinische Kompetenz von Cumdente und das Entwicklungs-Know How von Woodpecker haben zu einer völlig neuen Gerätekombination geführt: Alle bekannten Funktionen sind enthalten: Autostop, Autoreverse, ein integrierter Apex-Locator, LCD-Screen und ein modernes, schnittiges Design. Dazu sind alle relevanten Feilensysteme vorprogrammiert. Ein mitgelieferter Funk – Fußschalter erleichtert das Auswählen der gewünschten Funktionen bei laufender Anwendung.

Vertrieb exklusiv durch Cumdente GmbH, Kontakt:

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen
Fon: 07071 / 975 57 21
Email: info@cumdente.de